



Wie werden die bei einer Hygienekontrolle ermittelten Ergebnisse von Abklatschverfahren bewertet?

Die DIN 10113-3 „Bestimmung des Oberflächenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen“ gibt ein mögliches Bewertungsschema an. Übereinstimmend mit anderen Quellen (z.B. Baumgart: Mikrobiologische Untersuchung von Lebensmitteln) kann folgende von der SLM- GmbH entwickelte Tabelle als Anhaltspunkt dienen:

Ergebnisse und Bewertung von Bestimmungen des Oberflächenkeimgehaltes auf Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen					
Anzahl der gezählten Kolonien je 10 cm ²	Anzahl der gezählten Kolonien je 25 cm ²	Visualisierte Ansicht	Schlüssel	Kategorie	Bewertung
Kein Wachstum	Kein Wachstum		-	0	Ausgezeichnet
1 bis 3	1 bis 7		(+)	1	Sehr gut
4 bis 10	8 bis 25		+	2	Gut
11 bis 30	26 bis 75		++	3	befriedigend
31 bis 60	76 bis 150		+++	4	genügend
Größer 60, nicht konfluent	Größer 150, nicht konfluent		++++	5	Ungenügend
Rasenwachstum	Rasenwachstum		R	6	Ungenügend